

# Акционерное общество «Медтехника»

RA.RU.311945

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОВЕРКЕ № ДД25 121101

Действительно до  
«10» декабря 2027 г.

Средство измерений Термометр медицинский цифровой AMDT17 номер в ФИФ ОЕИ: 77475-20  
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 2501H000001 - 2501H027000

в составе \_\_\_\_\_

номер знака предыдущей поверки \_\_\_\_\_

поверено в полном объёме  
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 207-040-2019 «Термометры медицинские цифровые AMDT10, AMDT11, AMDT12, AMDT13, AMDT14, AMDT15, AMDT16, AMDT17. Методика поверки»  
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 047 - Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10М,  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

№ 1616; ПГ ± 0,004С, 052 - Термостат переливной прецизионные ТПП-1.3 (-75..100), зав. № 773, 633 -

Термометр сопротивления платиновый вибропрочный ПТСВ-1-2, зав.№ 2206, ПГ 0,02 (-50...0) °С; 0,01

(0...30) °С; 0,02 (30...450) °С, 020- Прибор комбинированный Testo-622, зав. №39527169/0321

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха: 19,6 °С;  
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

атмосферное давление: 100,5 кПа; относительная влажность: 71,7 %; частота питающей сети: 50,0 Гц

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к  
ненужное зачеркнуть  
применению.

Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица



Жигульский Андрей  
Александрович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«11» декабря 2025 г.

Собственник (заказчик): **ЗАО ФИРМА «МОСКВА-АМРОС»**



1-507959

www.mt-vlg.ru  
info@mt-vlg.ru



АО «Медтехника»  
тел. (8442) 41-01-24, факс (8442) 46-95-89  
Отделение № 8621 Сбербанка России  
р/с 40702810611000080193  
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647  
ИНН 3446018755, КПП 344601001

АО «Медтехника»

8-800-600-01-79

400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А

Исх.№ 259 от «11» декабря 2025 года

Генеральному директору  
ЗАО фирма Москва-Амрос»  
Капанович Гари Б.

Информационное письмо!

На основании заключенного договора № 831/6 от 18.04.2019 года ОАО «Медтехника» провела первичную поверку «Термометров медицинских цифровых АМДТ 17» регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 77475-20, серийные номера АМДТ 17 от 2501Н000001 до 2501Н027000, методика поверки «МП 207-040-2019 «Термометры медицинские цифровые АМДТ10, АМДТ11, АМДТ12, АМДТ13, АМДТ14, АМДТ15, АМДТ16, АМДТ17. Методика поверки».

Результаты поверки переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Главный метролог  
АО «Медтехника»



Жигульский А.А.