

Открытое акционерное общество «Медтехника»

RA.RU.311945

Информация, содержащаяся в настоящем документе, в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, выданной после поверки, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОВЕРКЕ № ИИ24 032800

Действительно до
«27» марта 2026 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

МТ мод. МТ-60 номер в ФИФ ОЕИ: 77656-20

заводской (серийный) номер 2310N00001 - 2310N04800

в составе _____

номер знака предыдущей поверки _____

поверено в полном объёме

наименование единиц измерения физических измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 ГСО ЕИ. Измерители артериального давления неинвазивные.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методика поверки _____

с применением эталонов: Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

УПКД-3, № 000433

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха: 19,3 °С;

перечень влияющих факторов, информированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

атмосферное давление: 99,0 кПа; относительная влажность: 37,5 %

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к

использованию

применению.

Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица



Жигульский Андрей Александрович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«28» марта 2024 г.

Результаты поверки средств измерений поверяющего лица в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ), будут размещены в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в срок не более 40 рабочих дней с момента проведения поверки. Информацию о результатах поверки средств измерений, Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений является информационной системой общего пользования, доступной в открытом доступе в сети Интернет по адресу <http://fondmetrology.ru/>.

Собственник (заказчик): ЗАО ФИРМА «МОСКВА-АМРОС»



1-224208

Открытое акционерное общество

«Медтехника»

400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57а ИНН 3446018755
КПП 344601001, Отделение № 8621 Сбербанк России кор.счет 30101810100000000647
расч. счет 40702810611000080193 БИК 041806647
тел. 8 (8442)41-01-24, бух.41-02-40 факс 46-95-89 e-mail: medtehnika57a@mail.ru

Исх.№ 51 от «28» марта 2024 года

Генеральному директору
ЗАО фирма Москва-Амрос»
Капанович Гари Б.

Информационное письмо!

На основании заключенного договора № 831/6 от 18.04.2019 года ОАО «Медтехника» провела первичную поверку «Приборов для измерения артериального давления и частоты пульса автоматические МТ-30, МТ-60, МТ-65» регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 77656-20, серийные номера МТ-30 от 2310К00001 до 2310К13800, МТ-60 от 2310N00001 до 2310N04800, МТ-65 от 2312Н00001 до 2312Н06000 в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты поверки переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Главный метролог
ОАО «Медтехника»



Жигульский А.А.