

Акционерное общество «Медтехника»

RA.RU.311945

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОВЕРКЕ № ДД26 011201

Действительно до
«15» января 2028 г.

Средство измерений Термометры медицинские TVY-120 номер в ФИФ ОЕИ: 90941-23
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
заводской (серийный) номер Лот 2508 (576 000 шт.)
в составе _____
номер знака предыдущей поверки _____
поверено в полном объёме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
в соответствии с МП 004-2023 Термометры медицинский TVY-120 методика поверки
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
с применением эталонов: 049 - Термометр сопротивления платиновый вибропрочный ТСПВ-1, зав. №
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке
955, ПГ $\pm (0,02+0,00005 \cdot t)$ °C, 047 - Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ
8.10M, № 1616; ПГ $\pm 0,004$ C, 050 - Термостат переливной прецизионные ТПП-1.0 (+35...+300), зав. №
772
при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха: 18,3 °C;
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
атмосферное давление: 99,3 кПа; относительная влажность: 41,4 %
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к
ненужное зачеркнуть
применению.

Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица



подпись

Жигульский Андрей
Александрович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«16» января 2026 г.

Результаты поверки средств измерений подтверждаются в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ), путем размещения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в сроки не более 40 рабочих дней с момента проведения поверки, информации о результатах поверки средства измерения. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений является информационной системой общего пользования, находящейся в открытом доступе в сети Интернет по адресу <http://fundmetrology.ru/>.

Собственник (заказчик): **ЗАО ФИРМА «МОСКВА-АМРОС»**



1-514550

www.mt-vlg.ru
info@mt-vlg.ru



АО «Медтехника»
тел. (8442) 41-01-24, факс (8442) 46-95-89
Отделение № 8621 Сбербанка России
р/с 40702810611000080193
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
ИНН 3446018755, КПП 344601001

АО «Медтехника»

8-800-600-01-79

400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А

Исх.№ 002 от «16» января 2026 года

Генеральному директору
ЗАО фирма Москва-Амрос»
Капанович Гари Б.

Информационное письмо!

На основании заключенного договора № 831/6 от 18.04.2019 года ОАО «Медтехника» провела периодическую поверку «Термометров медицинских TVY-120» регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 90941-23, Лот 2508 в количестве 576 000 штук, методика поверки МП 004-2023 «Термометры медицинские TVY-120. Методика поверки».

Результаты поверки переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Главный метролог
АО «Медтехника»



Жигульский А.А.